

GB

Estetic Ort CE

colourless self-curing acrylic resin for orthodontic bases



- possibility of using following methods:
 - applying the plastic mass,
 - pouring the powder („salt and pepper”),
- dyes easily with Estetic Ort Kolor liquids,
- meets the requirements of PN-EN ISO 20795-2.

Packaging:**Sets:**

2000 g powder, 1000 ml liquid,
500 g powder, 250 ml liquid.

Individually:

2000 g powder,
500 g powder,
1000 ml liquid,
250 ml liquid.

PL

Bezbarwne tworzywo akrylowe samopolimeryzujące do wykonywania aparatów ortodontycznych

- możliwość używania dwiema metodami:
 - nakładania masy plastycznej,
 - nasypywania proszku na model i nasączenie monomerem („sól i pieprz”),
- łatwo barwi się płynnymi barwnikami Estetic Ort Kolor,
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-2.

Komplety:**Opakowania:**

2000 g proszku, 1000 ml płynu,
500 g proszku, 250 ml płynu.

Pojedynczo:

2000 g proszku,
500 g proszku,
1000 ml płynu,
250 ml płynu.

D

Autopolymerisierender, farblosler Kunststoff zur Herstellung von orthodontischen Apparaten

- möglicher Gebrauch: Modellier - oder Streutechnik,
- leichte Einfärbung von Farbkonzentraten für die KFO -Technik Estetic Ort Kolor,
- die Anforderungen der Norm PN EN ISO 20795-2 werden erfüllt.

Verpackungseinheiten:**Sätze:**

2000 g Pulver, 1000 ml Flüssigkeit,
500 g Pulver, 250 ml Flüssigkeit.

Einzel:

2000 g Pulver,
500 g Pulver,
1000 ml Flüssigkeit,
250 ml Flüssigkeit.

RUS

Полиметакрилат бесцветный холодного отверждения для изготовления ортодонтических аппаратов

- может использоваться двумя способами:
 - нанесение пластической массы,
 - насыпание порошка на модель и пропитывание мономером („соль и перец”),
- легко окрашивается жидкими красителями Estetic Ort Kolor,
- соответствует требованиям нормы PN-EN ISO 20795-2.

Упаковки:**Комплекты:**

2000 г порошка, 1000 мл жидкости,
500 г порошка, 250 мл жидкости.

По отдельности:

2000 г порошка,
500 г порошка,
1000 мл жидкости,
250 мл жидкости.