

GB

Esthetic H CE

heat-curing acrylic resin for crowns and bridges



- enables making three layer facings imitating natural teeth, containing of neck, enamel and dentine,
- characterizes by colour stability,
- the hardness of the crowns made of Esthetic H imitate the hardness of natural teeth,
- manufactures in accordance with two shade guides: universal V (A1-D4) and WIEDENT (A1-R5),
- meets the requirements of PN-EN ISO 10477.

Packaging:

Sets:

100 g powder (25 g neck, 50 g dentin, 25 g enamel), 50 ml liquid:
in 16 shades of universal V shade guide,
in 12 shades of WIEDENT shade guide (without B2).

Individually:

50 ml liquid.

PL

Tworzywo akrylowe do wykonywania koron i mostów polimeryzujące na gorąco

- umożliwiają wykonanie naśladowujących naturalne zęby trójwarstwowych licówek składających się z szyjki, dentyny i szkliwa,
- cechuje się stabilnością zabarwienia,
- twardość powłok wykonanych z tworzywa Esthetic H jest zbliżona do twardości zębów naturalnych,
- zgodne z wzorcami kolorów zębów akrylowych: uniwersalnym V (A1 - D4) i WIEDENT (A1 - R5),
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10477.

Opakowania:

Komplety:

100 g proszku (szyjka - 25 g, dentyna - 50 g, szkliwo - 25 g), 50 ml płynu:
w 16 kolorach skali V,
w 12 kolorach skali Wiedent (bez B2).

Pojedynczo:

50 ml płynu.

D Heißpolymerisierender Kunststoff zur Herstellung von Kronen und Brücken

- charakterisiert sich durch hohe Einfärbungsstabilität,
- die Härte von der Schicht aus dem Kunststoff Esthetic H ist ähnlich wie die Härte der natürlichen Zähne,
- übereinstimmend mit dem Farbskala der Kunststoffzähne V (A1 - D4) und WIEDENT (A1 - R5),
- die Anforderungen der Norm PN EN ISO 10477 werden erfüllt.

Verpackungseinheiten:

Sätze:

100 g Pulver in einer Farbe (Hals - 25 g, Dentin - 50 g, Schneide - 25 g), 50 ml Flüssigkeit:
16 Farben der universellen Skala V,
12 Farben der Skala WIEDENT (ohne B2).

Einzel:

50 ml Flüssigkeit.

RUS

Полиметакрилат горячего отверждения для изготовления зубных коронок и мостов

- позволяет изготавливать трехслойные зубы, имитирующие натуральные, состоящие из шейки, дентина и эмали,
- характеризуется устойчивостью окраски,
- твердость пластмассового покрытия Esthetic H близка к твердости натуральных зубов,
- соответствует цветовым шкалам акриловых зубов: универсальной V (A1 - D4) и WIEDENT (A1 - R5),
- соответствует требованиям нормы PN-EN ISO 10477.

Упаковки:

Комплекты:

100 г порошка (шейка - 25 г, дентин - 50 г, эмаль - 25 г), 50 мл жидкости:
16 цветов по универсальной шкале V,
12 цветов по шкале WIEDENT (без B2).

По отдельности:

50 мл жидкости.