

GB

## Almamiss acrylic teeth



- three layer with fluorescent effect,
- very abrasion resistant, hardness 32,3 HV0,1 in Vickers scale (316MPa),
- produced in 16 universal shades V (A1-D4) and in dozens innovatory moulds,
- produced in two bleached shades 0M1 and 0M3 and in 9 different moulds,
- excellent in every way.

### Packaging:

Individual boxes:

anterior teeth: 8 sets of 6 teeth (48 pcs),

posterior teeth: 6 sets of 8 teeth (48 pcs).

Almamiss teeth are sold also in individual sets of 6 or 8 teeth.

## PL Zęby akrylowe Almamiss

- trójwarstwowe z efektem fluorescencyjnym,
- bardzo odporne na ścieranie - twardość 32,3 HV0,1 w skali Vickersa (316 MPa),
- kilkadziesiąt innowacyjnych fasonów w 16 kolorach uniwersalnej gamy V (A1-D4),
- 9 wybranych fasonów w kolorach wybielonych 0M1 i 0M3,
- znakomite pod każdym względem.

### Opakowania:

Pudełka:

zęby przednie: 8 pletek po 6 zębów (48 szt.),

zęby boczne: 6 pletek po 8 zębów (48 szt.).

Zęby Almamiss są również sprzedawane „na płytki”.

## D Kunststoffzähne Almamiss

- dreischichtig mit fluoreszierendem Effekt,
- sehr abrasionsfest, Vickershärte 32,3 HV0,1 (316 MPa),
- Dutzende neuartige Zahnformen in 16 V-Farben (A1-D4),
- 9 ausgewählte Zahnformen in den sehr hellen Farben 0M1 und 0M3,
- hervorragend in jeder Hinsicht.

### Verpackungseinheiten:

Frontzähne: 8 Zahngarnituren á 6 Zähne (48 Stk.),

Seitenzähne: 6 Zahngarnituren á 8 Zähne (48 Stk.).

ALMAMISS können auch als einzelne Garnituren bestellt werden.

## RUS Акриловые зубы Almamiss

- трехслойные, с флуоресцентным эффектом,
- очень стойкие к истиранию - твердость 32,3 HV0,1 по Виккерсу (316 МПа),
- множество фасонов в 16 цветах универсальной шкалы V (A1-D4),
- 9 выбранных фасонов в цветах 0M1 и 0M3 для имитации отбеленных зубов,
- превосходное качество.

### Упаковки:

Коробки:

передние зубы: 8 планок из 6 зубами (48 шт.),

боковые зубы: 6 планок из 8 зубами (48 шт.).

Зубы продаются также отдельными планками.