

GB

Estetic acrylic teeth CE



- three layer with fluorescent effect,
- abrasion resistant, hardness 25,6 HV0,1 in Vickers scale (250MPa),
- produced in two shade scales, universal V (16 shades) A1-D4 and WIEDENT one (13 shades) A1-R5 and in 62 different moulds,
- produced in two bleached shades 0M1 and 0M3 and in 14 different moulds,
- at advantageous price.

Packaging:

Individual boxes:

anterior teeth: 18 sets of 6 teeth (108 pcs) or 8 sets of 6 teeth (48 pcs),

posterior teeth: 12 sets of 6 teeth (96 pcs) or 6 sets of 8 teeth (48 pcs).

Teeth in universal V shade scale are sold also in individual sets of 6 or 8 teeth.

PL Zęby akrylowe Estetic

- trójwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym,
- odporne na ścieranie - twardość 25,6 HV0,1 w skali Vickersa (250 MPa),
- 62 zróżnicowane fasony w dwóch gamach kolorystycznych: uniwersalnej V (16 kolorów) A1- D4 oraz WIEDENT (13 kolorów) A1- R5,
- 14 wybranych fasonów w kolorach wybielonych 0M1 i 0M3,
- korzystne cenowo.

Opakowania:

Pudełka:

zęby przednie: 18 płytek po 6 zębów (108 szt.) lub 8 płytek po 6 zębów (48 szt.),

zęby boczne: 12 płytek po 8 zębów (96 szt.) lub 6 płytek po 8 zębów (48 szt.).

Zęby wg wzorca kolorów V sprzedawane są również „na płytki”.

D Kunststoffzähne Estetic

- dreischichtig mit fluoreszierendem Effekt,
- sehr abrasionsfest, Vickershärte 25,6 HV0,1 (250 MPa),
- 62 verschiedene Zahnformen in zwei Farbskalen: V-Skala (A1-D4, 16 Farben) sowie WIEDENT Skala (A1-R5, 13 Farben),
- 14 ausgewählte Zahnformen in den sehr hellen Farben 0M1 und 0M3,
- günstiger Preis.

Verpackungseinheiten:

Frontzähne: 18 Zahngarnituren á 6 Zähne (108 Stk.) oder 8 Zahngarnituren á 6 Zähne (48 Stk.),

Seitenzähne: 12 Zahngarnituren á 8 Zähne (96 Stk.) oder 6 Zahngarnituren á 8 Zähne (48 Stk.).

Zähne in den Farben A1-D4 können auch als einzelne Garnituren bestellt werden.

RUS Акриловые зубы Estetic

- трехслойные, с флуоресцентным эффектом,
- стойкие к истиранию - твердость 25,6 HV0,1 по Виккерсу (250 МПа),
- 62 разнообразных фасона в двух цветовых гаммах: универсальной V (16 цветов) A1- D4 и WIEDENT (13 цветов) A1- R5,
- 14 выбранных фасонов в цветах 0M1 и 0M3 для имитации отбеленных зубов,
- выгодная цена.

Упаковки:

Коробки:

передние зубы: 18 планок из 6 зубами (108 шт.) или 8 планок из 6 зубами (48 шт.),

боковые зубы: 12 планок из 8 зубами (96 шт.) или 6 планок из 8 зубами (48 шт.).

Зубы по цветовой шкале V продаются также отдельными планками.