



Available in 16 universal shades:
A₁, A₂, A₃, A₄, B₁, B₂, B₃, B₄, C₁, C₂, C₃, C₄, D₁, D₂, D₃, D₄



Available in 13 shades:
A₁, A₂, B₂, B₃, G₁, G₂, N₁, N₂, N₃, R₁, R₂, R₃.



Following moulds:
upper anteriors 27, 33, 36, 38, 48;
lower anteriors 06, 08, 010;
upper and lower posteriors 72, 76, 79
are available in two bleached shades 0M1 and 0M3.



WIEDENT

Upper anteriors 42, 43, lower anterior 02,
upper and lower posteriors 60
can be used for paedodontic purposes

ARTICULATION COMBINATION CHART		
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4	ESTETIC	ESTETIC
000000	000000	00000000
12	00, 03, 04, 05, 06	60, 70, 74
13	05, 06	70, 74
14	05, 06	70, 72, 74
15	06, 08, 08x	72, 76
17	08, 08x, 09, 010	76, 77
18	08, 08x, 09, 010	76, 77
20	00, 03, 04, 05	60, 70, 74
21	04, 05	70, 74
22	05, 06	70, 72, 74
23	06, 07, 08, 08x	70, 72
25	07, 08, 08x, 010	65, 72, 76
26	07, 08, 08x, 010	65, 72, 76
27	09, 010, 011	62, 77, 79
28	011	62, 79, 80
31	00, 02, 03, 04	60, 70, 74
32	00, 04, 05, 06	70, 74
33	00, 04, 05, 06	70, 74
34	06, 07, 08, 08x	65, 72, 76
35	06, 07, 08, 08x	65, 72, 76
36	06, 07, 08, 08x	65, 72, 76
37	07, 08, 08x	65, 72, 76
38	07, 08, 08x	65, 72, 76
40	09, 010, 011	62, 77, 79, 80
41	09, 010, 011	62, 77, 79, 80
42	02, 03	60, 74
43	02, 03	60, 70, 74
45	00, 03, 04, 05	70, 72, 74
47	07, 08, 08x, 010	65, 72, 76
48	07, 08, 08x, 010	65, 72, 76
49	09, 010, 011	62, 77, 79, 80

ESTETIC acrylic teeth for dentures

- Three-layer anatomically shaped teeth with fluorescent effect.
- Manufactured from top grade highly cross-linked acrylics they have extra strength and hardness.
- For optimum bonding remove wax with boiling water and prime with acrylic monomer.
- Use of suitable air filtering masks is recommended in order to prevent inhalation of dust particles during polishing or grinding.
- Dentures should be cleaned by either brushing with a normal tooth paste or using ordinary denture cleansing solutions.
- To avoid damaging the surface, dentures should not be soaked in strongly alkaline or acid substances.
- Store at room temperature in a clean dry place away from the sunlight.

Les dents acryliques ESTETIC pour prothèses dentaires

- Elles sont élaborées en trois couches distinctes, avec un effet fluorescent sous leurs formes anatomiques.
- Ont une duré supérieure et une grande résistance à l'abrasion grâce à l'utilisation de bases acryliques à haute réticulation.
- Pour enlever d'éventuelles traces de cire, elles exigent un nettoyage à l'eau bouillante ou à l'aide d'un jet de vapeur. Un dégraissage soigneux avec un monomère acrylique permet d'obtenir une adhésion optimale avec les sellies de la prothèse.
- Pendant les travaux d'ajustage et de correction sur les prothèses elles sont une source de poussière qu'il ne faut pas inhala. Nous conseillons d'utiliser tous les moyens de protection individuelle.
- Les prothèses d'usage réalisées avec les dents acryliques Wiedent peuvent être nettoyées avec une brosse à dents avec des produits nettoyants et protecteurs spécifiques pour prothèses dentaires.
- On déconseille de mouiller les prothèses dans les substances fort alcalines ou acides pour éviter d'endommager la surface.
- La conservation et le stockage des dents Wiedent se fera dans un endroit propre et sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

Zęby akrylowe ESTETIC do protez zębowych

- Trójwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym, o anatomicznych kształtach.
- Charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie dzięki zastosowaniu do ich produkcji wysoce usięciowanych akryli.
- W celu uzyskania optymalnego połączenia z płytą protezy wymagająoczyszczania z wosku wrzątkiem i odtrącania monomerem akrylowym.
- Podczas prac protetycznych mogą być źródłem pylenia, aby uniknąć wdychnięcia pyłu zaleca się stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej.
- Protezy zębowe mogą być myte tylko pastami i szczoteczkami do zębów lub środkami do pielęgnacji protez.
- Protezy zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Zęby w opakowaniach należy przechowywać w czystym, suchym i nie nasłonecznionym miejscu.

ESTETIC

Kunststoffzähne für die Prothetik

- Dreischicht-Zähne mit Fluoreszenzeffekt in anatomischen Formen.
- Durch Verwendung von hochvernetzten Acrylaten wird eine hohe Härte und Abriebfestigkeit erreicht.
- Verarbeitung: Vor dem Stopfen Zähne mit heißem Wasser abröhren und mit Monomer-Liquid die Zähne entfetten, damit eine optimale Verbindung zwischen Zahn und Kunststoff gewährleistet ist.
- Beim Beschleifen von Kunststoffen kann Staub freigesetzt werden; daher Schutzvorkehrungen (Atemschutz).
- Hygienehinweise: Zahnteile dürfen nur mit herkömmlichen Zahnbürsten und Zahnpasten gereinigt werden. Des weiteren darf die Prothese nicht mit säurehaltigen, alkalischen oder anderen aggressiven Substanzen in Verbindung gebracht werden.
- Die Zähne an einem lichtgeschützten, sauberen und trockenen Platz lagern.

Dientes acrílicos ESTETIC

para prótesis dentales

- De tres capas con efecto fluorescente de formas anatómicas.
- Se caracteriza por su alta dureza y resistencia a la abrasión, debido a estar fabricados con acrílicos de alta reticulación.
- Se debe realizar la eliminación de la cera con agua hirviendo y después desengrasar las piezas con monómero acrílico, con el objeto de obtener una unión óptima a la placa de la prótesis.
- Durante la preparación de prótesis dentales, se recomienda el uso de protección individual o mascarilla para evitar la inhalación de polvo.
- Las prótesis dentales pueden ser limpiadas sólo con pastas y cepillos dentales o con medios para el cuidado de prótesis.
- No se puede mojar las prótesis dentales en las sustancias fuertemente alcalinas o ácidas para no dañarlas.
- Conservar, en sus envases en un lugar limpio, seco y no soleado.

Акриловые зубы ESTETIC

для зубных протезов

- Трёхслойные с флуоресцентным эффектом, анатомически правильной формами.
- Характеризуются повышенной твердостью и устойчивостью к стиранию, благодаря применению при их производстве высококачественных перекрестно связанных акрилов.
- Требуют очистки от воска при помощи кипячения и обезжиривания акриловым мономером с целью оптимального соединения с протезной пластинкой.
- Могут являться источником пыли, по этому рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время работ с протезом.
- Зубные протезы можно чистить зубными щётками и пастами или средствами по уходу за протезами.
- Зубные протезы нельзя смачивать высокосолочечными или высококислотными веществами, чтобы избежать повреждения поверхности.
- Хранить в упаковке в чистом, сухом, темном месте.

Denti in resina ESTETIC

per protesi dentali

- Denti a tre strati con effetto fluorescente e forme anatomiche.
- Hanno una durezza superiore ed alta resistenza all'abrasione dovuta all'utilizzo dei acrilici ad alta reticolazione.
- Per questi denti è necessaria l'eliminazione della cera che si sgrassa con il monomero acrilico e con acqua bollente in modo che l'adesione con il piastro della protesi sia migliore.
- Beim Beschleifen von Kunststoffen kann Staub freigesetzt werden; daher Schutzvorkehrungen (Atemschutz).
- Durante la lavorazione non respirare la polvere che si genera. Si consiglia di utilizzare equipaggiamenti di protezione.
- I denti possono essere lavati solo con dentifricio e spazzolino o con altri strumenti per la protezione.
- La protesi di denti non si deve bagnare nelle sostanze molto alcaline o acide per evitare il danneggiamento della superficie.
- I denti devono essere tenuti in un posto pulito, secco e lontano dalla luce del sole.

Dentes acrílicos Estetic

para próteses dentárias

- De três camadas, com efeito fluorescente e formas anatómicas.
- Caracterizam-se pela sua durabilidade e alta resistência ao atrito, graças a utilização de polímeros acrílicos altamente entrelaçados durante o processo de fabricação.
- Para ótimos resultados dos unha, será necessário remover a cera com água a fervor e a gordura com um monómero acrílico.
- Poderão formar-se fonte de pó durante a elaboração das próteses, é recomendável o uso de meios de proteção adequados para prevenir a inalação dos mesmos.
- As próteses dentárias deverão ser lavadas unicamente com pastas e escovas dentárias ou, outros produtos e aparelhos indicados para a higiene e limpeza das mesmas.
- Nunca mergulhar as próteses em substâncias alcalinas ou ácidas para evitar danos ou deterioração das mesmas.
- Devem manter-se armazenados em locais limpos, secos e sem exposição Solar.

Akrylové zuby značky

ESTETIC pro zubařní protézy

- Skládají ze tří vrstev, mají fluorescenční efekt a odpovídají anatomickým tvářům.
- Vyznačují se zvýšenou tvrdostí a odolností proti otěru díky použití velmi strukturovaných akrylátů pro jejich výrobu.
- Vosk je třeba vyplavit vařící vodou a odtučnit akrylovým monomerem za účelem získání optimálního spojení s bází protézy.
- Mohou být v průběhu protetických prací zdrojem prachu, proto se doporučuje používat vhodné osobní ochranné pomůcky, sloužící k zabránění vdechování prachu.
- Zubní protézy mohou být čistěny pouze zubními kartáčky a zubními pastami nebo jinými prostředky určenými k oséřování protéz.
- Zubní protézy nemáčejte v silně alkalických či kyselých roztocích, aby jste se vyvarovali poškození povrchu protézy.
- Je nutné je uchovávat v čistém, suchém, suchém a neslunném místě.

mould chart

Estetic





Ovoid
upper anterior

		A	B	C
32		42,5	9,6	7,6
33		42,9	9,9	8,1
37		45,1	10,4	8,4
38		45,4	10,5	8,6
42		38,0	8,5	7,0
43		41,3	8,5	7,3
45		41,6	9,0	7,7
47		46,3	9,8	8,4
48		46,4	10,0	8,6
49		48,7	11,0	9,2



Square
upper anterior

		A	B	C
20		40,9	8,2	7,5
21		41,6	8,6	7,6
22		43,3	8,6	8,1
23		43,5	9,7	8,1
25		44,8	10,0	8,6
26		44,5	10,2	8,5
27		49,2	11,0	8,9
28		51,5	11,3	9,6
34		43,6	10,0	8,2
35		43,6	9,8	8,0
36		43,8	10,0	8,1



Triangular
upper anterior

		A	B	C
12		40,0	9,2	7,1
13		42,0	9,6	7,6
14		41,5	11,0	7,5
15		42,1	10,0	8,2
17		46,6	10,7	8,5
18		46,7	10,7	8,7
31		42,6	9,1	8,0
40		48,0	11,0	8,8
41		48,1	11,2	9,0

lower anterior

		A	B	C
00		34,4	8,4	5,2
02		31,5	7,8	4,5
03		31,6	8,5	4,6
04		32,8	9,2	4,9
05		33,2	8,9	5,1
06		34,3	9,6	5,0
07		36,0	9,5	5,3
08		36,1	9,6	5,5
08x		36,3	9,6	5,5
09		32,6	10,0	4,9
010		37,7	9,3	5,6
011		38,7	10,7	5,8

upper / lower posterior

		A	B
60		28,1	7,6
74		30,2	8,1
62		31,4	8,7
76		33,7	8,7
65		30,6	7,6
77		32,4	7,5
70		30,1	7,8
79		31,2	7,4
72		30,1	8,0
80		32,5	8,1

